

Schutzset Labor „Cryo Tempshield Grip WP Set“

Die komplette persönliche Cryo-Schutzausrüstung inklusive wasserfesten Handschuhen mit mehr Griffigkeit

Voll-Gesichtsschutz

Schutz gegen Spritzer von tiefkalten, verflüssigten Gasen wie Flüssigstickstoff. Extra großes Visier zum Schutz von Hals und Gesicht.

Cryo Hand- und Armschutz

Schutzhandschuhe **Waterproof Cryo-Grip® Gloves**, in **Blau** oder **Pink**. Verschiedene Größen und Längen lieferbar.

Cryo-Körperschutz

Schutzschürze **Cryo-Apron® CA 42** in **Blau** oder **Pink**. Weite 610 mm x Länge 1070 mm.

Arbeitsschutz Gebotsschilder

„Gesichtsschutz tragen“ und „Handschutz tragen“, Durchmesser ca. 300 mm.

Eingas-Detektor

Zusätzliche Sicherheit mit dem Gasetektor für O₂.
(optional bestellbar)



Cryo Tempshield Grip WP Set 1

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und **Waterproof Cryo-Grip® Gloves unterarmlang CG MA... WP ***
Blau ● Set 1001GWP (M-XXL) Pink ● Set P1001GWP (M-XL)



Cryo Tempshield Grip WP Set 2

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und **Waterproof Cryo-Grip® Gloves ellbogenlang CG EB... WP ***
Blau ● Set 1001GWP (M-XXL) Pink ● Set P1001GWP (M-XL)



Cryo Tempshield Grip WP Set 3

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und **Waterproof Cryo-Grip® Gloves schulterlang CG SH... WP ***
Blau ● Set 1001GWP (M-XXL) Pink ● Set P1001GWP (M-XL)



CE-Kennzeichnung

0338 Kat. III



221

EN 511

Schutzhandschuhe gegen Kälte



2223X

EN 388

Mechanische Risiken

* Bitte Größe angeben: M / L / XL / XXL (z.B. „CG EBXL WP“, bzw. „PCG EBXL WP“)