

Schutzset Labor „Cryo Tempshield Set WP“

Die komplette persönliche Cryo-Schutzausrüstung inklusive wasserfesten Handschuhen

Voll-Gesichtsschutz

Schutz gegen Spritzer von tiefkalten, verflüssigten Gasen wie Flüssigstickstoff. Extra großes Visier zum Schutz von Hals und Gesicht.

Cryo Hand- und Armschutz, wasserfest

Schutzhandschuhe **WATERPROOF Cryo-Gloves®** in **Blau** oder **Pink**. Verschiedene Größen und Längen lieferbar.

Cryo-Körperschutz

Schutzschürze **Cryo-Apron® CA 42** in **Blau** oder **Pink**. Weite 610mm x Länge 1070mm. **

Arbeitsschutz Gebotsschilder

„Gesichtsschutz tragen“ und „Handschutz tragen“, Durchmesser ca. 300 mm.

Eingas-Detektor

Zusätzliche Sicherheit mit dem Gasdetektor für O₂.
(optional bestellbar)



Cryo Tempshield WP Set 1

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und **WATERPROOF Cryo-Gloves® unterarmlang MA-...-WP *** (in den Größen M - 3XL erhältlich)
Blau ● Set 1001WP Pink ● Set P1001WP



Cryo Tempshield WP Set 2

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und **WATERPROOF Cryo-Gloves® ellbogenlang EB-...-WP *** (in den Größen M - 3XL erhältlich)
Blau ● Set 1002WP Pink ● Set P1002WP



Cryo Tempshield WP Set 3

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und **WATERPROOF Cryo-Gloves® schulterlang SH-...-WP *** (in den Größen M - 3XL erhältlich)
Blau ● Set 1003WP Pink ● Set P1003WP

* Bitte Größe angeben: M / L / XL / XXL / 3XL (z.B. „MA-XL-WP“)

** Änderungen der Cryo-Apron® Größen gegen Aufpreis möglich.



CE-Kennzeichnung

0338 Kat. III



321

EN 511

Schutzhandschuhe gegen Kälte



1323

EN 388

Mechanische Risiken