

Schutzset Labor „Cryo Tempshield Set“

Die komplette persönliche Cryo-Schutzausrüstung

Voll-Gesichtsschutz

Schutz gegen Spritzer von tiefkalten, verflüssigten Gasen wie Flüssigstickstoff. Extra großes Visier zum Schutz von Hals und Gesicht.

Cryo Hand- und Armschutz

Schutzhandschuhe **Cryo-Gloves®** in **Blau** oder **Pink**.

Verschiedene Größen und Längen lieferbar.

Cryo-Körperschutz

Schutzschürze **Cryo-Apron® CA 42**

in **Blau** oder **Pink**. Weite 610mm x Länge 1070mm **

Arbeitsschutz Gebotsschilder

„Gesichtsschutz tragen“ und „Handschutz tragen“, Durchmesser ca. 300 mm

Eingas-Detektor

Zusätzliche Sicherheit mit dem Gasetektor für O₂.

(optional bestellbar)



Cryo Tempshield Set 1

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und

Cryo-Gloves® unterarmlang MA-... *
(In den Größen M - 3XL erhältlich)

Blau ● Set 1001 Pink ● Set P1001



Cryo Tempshield Set 2

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und

Cryo-Gloves® ellbogenlang EB-... *
(in den Größen M - 3XL erhältlich)

Blau ● Set 1002 Pink ● Set P1002



Cryo Tempshield Set 3

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und

Cryo-Gloves® schulterlang SH-... *
(in den Größen M - 3XL erhältlich)

Blau ● Set 1003 Pink ● Set P1003

* Bitte Größe angeben: M / L / XL / XXL / 3XL (z.B. „MA-XL“)

** Lieferung der Cryo-Gloves® in Waterproof (WP) Ausführung, oder Änderungen der Cryo-Apron® Größen gegen Aufpreis möglich.



CE-Kennzeichnung

0338 Kat. III



321

EN 511

Schutzhandschuhe gegen Kälte



1323

EN 388

Mechanische Risiken