

Schutzset Labor „Cryo Tempshield Set“

Die komplette persönliche Cryo-Schutzausrüstung

Voll-Gesichtsschutz

Schutz gegen Spritzer von tiefkalten, verflüssigten Gasen wie Flüssigstickstoff. Extra großes Visier zum Schutz von Hals und Gesicht.

Cryo Hand- und Armschutz

Schutzhandschuhe **Cryo-Gloves®** in **Blau** oder **Pink**.
Verschiedene Größen und Längen lieferbar.

Cryo-Körperschutz

Schutzschürze **Cryo-Apron® CA 42**
in **Blau** oder **Pink**. Weite 610 mm x Länge 1070 mm **

Arbeitsschutz Gebotsschilder

„Gesichtsschutz tragen“ und „Handschutz tragen“,
Durchmesser ca. 300 mm

Eingas-Detektor

Zusätzliche Sicherheit mit dem Gasdetektor für O₂.
(optional bestellbar)



Cryo Tempshield Set 1

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und
Cryo-Gloves® unterarmlang MA-... *
Blau ● Set 1001 (M-XXL) Pink ● Set P1001 (M-XL)



Cryo Tempshield Set 2

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und
Cryo-Gloves® ellbogenlang EB-... *
Blau ● Set 1002 (M-XXL) Pink ● Set P1002 (M-XL)



Cryo Tempshield Set 3

Cryo-Apron® CA42, Gesichtsschutz, zwei Gebotsschilder und
Cryo-Gloves® schulterlang SH-... *
Blau ● Set 1003 (M-XXL) Pink ● Set P1003 (M-XL)

* Bitte Größe angeben: M / L / XL / XXL (z.B. „MA-**XL**“ bzw. „PMA-**XL**“)

** Lieferung der Cryo-Gloves® in Waterproof (WP) Ausführung,
oder Änderungen der Cryo-Apron® Größen gegen Aufpreis möglich.



CE-Kennzeichnung

0338 Kat. III



321

EN 511

Schutzhandschuhe gegen Kälte



1323

EN 388

Mechanische Risiken